



採尿コップスタンド

現場の声が生んだ5つのメリットを持つ新しいコップスタンド

Urine Cup Stand

T O K

採尿コップスタンド



現場の声が生んだ5つのメリットを持つ
新しいコップスタンド



5つのメリット

- ・採尿コップを重ね置き出来ないデザイン。
- ・プラスチックとアルミニウムを採用し、軽くて運びやすい。
- ・色弱の方にも視認性が良い色使い。
- ・コップホルダが脱着容易なので洗しやすい。
- ・ホルダの正面が開いているので、コップを置いたままバーコードや名前のスキャンが可能。


【特長】



【使用環境】


- ・医療
- ・介護
- ・検査
- ・診察
- ・科学研究
- ・開発
- ・実験

【使用方法】



- ・ホルダの取り外し方：ツメを外側に広げると簡単に取り外すことができます。
- ・ホルダの取り付け方：ホルダを手で押し込む（カチッと音がする）だけで装着することができます。

【製品の仕様】



構成：スタンド×1個、ホルダ×4個

材質：スタンド：アルミ（表面アルマイト処理）
ホルダ：プラスチック（ABS）

重量：約 500 g（全てのホルダ装着時）

紙コップサイズ：205ml（7オンス）

*ホルダへの搭載サイズ

【お問い合わせ】

TEL
03-3969-1531



E-MAIL
contact@tok-inc.com



株式会社 TOK

Web : tok-inc.com

